

# kit. cirúrgico

13260  
kit.**biomorse**



- 5088** Fresa **DLC** Lança
- 5073** Fresa **DLC** Helicoidal  $\varnothing$  2,20 x 15 mm
- 5084** Fresa **DLC** Cônica  $\varnothing$  2,80 x 15 mm
- 5085** Fresa **DLC** Cônica  $\varnothing$  3,20 x 15 mm
- 5096** Fresa **DLC** Cônica  $\varnothing$  3,60 x 15 mm
- 5116** Fresa **DLC** Cônica  $\varnothing$  4,00 x 15 mm
- 5097** Fresa **DLC** Cônica  $\varnothing$  4,40 x 15 mm
- 13010** Prolongador de Fresa
- 13017** Sonda Cirúrgica
- 13019** Medidor de Profundidade  $\varnothing$  2,20 mm
- 13049** Torquímetro Cirúrgico & Protético [0 - 80 Ncm]
- 13057** Chave para Torquímetro Hexagonal 1,2 mm | **Curta**
- 13059** Chave para Torquímetro Hexagonal 0,9 mm | **Curta**
- 13061** Chave para Torquímetro Quadrada 1,3 mm | **Curta**
- 13063** Chave para Torquímetro Mini Pilar Cônico
- 13065** Chave para Torquímetro Pilar Esférico
- 13066** Adaptador para Chave Digital
- 13106** Pino de Paralelismo SP  $\varnothing$  2,10 / 2,70 mm
- 13107** Pino de Paralelismo RP  $\varnothing$  2,10 / 3,10 mm
- 13108** Pino de Paralelismo WP  $\varnothing$  2,10 / 4,10 mm
- 13135** Chave para Torquímetro **BioMORSE** | **Curta**
- 13136** Chave para Torquímetro **BioMORSE** | **Longa**
- 13138** Chave para Contra-Ângulo **BioMORSE** | **Curta**
- 13139** Chave para Contra-Ângulo **BioMORSE** | **Longa**
- 13259** Medidor de Altura Pilar **BioMORSE**



# kit. cirúrgico

13261  
kit.**biobidirect**



- 5088** Fresa **DLC** Lança
- 5073** Fresa **DLC** Helicoidal  $\varnothing$  2,20 x 15 mm
- 5084** Fresa **DLC** Cônica  $\varnothing$  2,80 x 15 mm
- 5085** Fresa **DLC** Cônica  $\varnothing$  3,20 x 15 mm
- 5096** Fresa **DLC** Cônica  $\varnothing$  3,60 x 15 mm
- 5116** Fresa **DLC** Cônica  $\varnothing$  4,00 x 15 mm
- 5097** Fresa **DLC** Cônica  $\varnothing$  4,40 x 15 mm
- 13010** Prolongador de Fresa
- 13017** Sonda Cirúrgica
- 13019** Medidor de Profundidade  $\varnothing$  2,20 mm
- 13049** Torquímetro Cirúrgico & Protético [0 - 80 Ncm]
- 13057** Chave para Torquímetro Hexagonal 1,2 mm | **Curta**
- 13059** Chave para Torquímetro Hexagonal 0,9 mm | **Curta**
- 13061** Chave para Torquímetro Quadrada 1,3 mm | **Curta**
- 13063** Chave para Torquímetro Mini Pilar Cônico
- 13065** Chave para Torquímetro Pilar Esférico
- 13066** Adaptador para Chave Digital
- 13106** Pino de Paralelismo SP  $\varnothing$  2,10 / 2,70 mm
- 13107** Pino de Paralelismo RP  $\varnothing$  2,10 / 3,10 mm
- 13108** Pino de Paralelismo WP  $\varnothing$  2,10 / 4,10 mm
- 13051** Chave para Torquímetro **BioDIRECT** | **Curta**
- 13052** Chave para Torquímetro **BioDIRECT** | **Longa**
- 13053** Chave para Contra-Ângulo **BioDIRECT** | **Curta**
- 13054** Chave para Contra-Ângulo **BioDIRECT** | **Longa**



# kit. protético

13023  
kit.**protético**



- 13059 ○ Chave para Torquímetro Hexagonal 0,9 mm | **Curta**
  - 13060 ○ Chave para Torquímetro Hexagonal 0,9 mm | **Longa**
  - 13057 ○ Chave para Torquímetro Hexagonal 1,2 mm | **Curta**
  - 13058 ○ Chave para Torquímetro Hexagonal 1,2 mm | **Longa**
  - 13061 ◻ Chave para Torquímetro Quadrada 1,3 mm | **Curta**
  - 13062 ◻ Chave para Torquímetro Quadrada 1,3 mm | **Longa**
  - 13063 ● Chave para Torquímetro Mini Pilar Cônico
  - 13064 ◐ Chave para Torquímetro Fenda
  - 13065 ◑ Chave para Torquímetro Pilar Esférico
  - 13066 Adaptador para Chave Digital [2x]
  - 13049 Torquímetro Cirúrgico & Protético [0 - 80 Ncm]
- 

